



Die FW – 1 – Serie auf einem Blick:

- Keine verschleißbedingte Sensoralterung (keramische Membran, goldbeschichtet)
- Extrem wartungsarm
- Uneingeschränkte Standzeit
- Keine festen Wartungsintervalle, Kalibrierungsintervalle nach Kundenwunsch

- frei wählbare Messbereiche
- Standard Messmenge 1 - 1000 Gramm (je nach Glaskolben), weitere Größen auf Anfrage
- Abweichung: 0.15 % Full Scale
- Vollständig Temperatur kompensiert
- Abtastintervall 40 ms
- Zeitauflösung 1 us

- Steuerung des Messgerätes mit optionaler PC-Software, oder über genormtes Protokoll (AK-protokoll-konform).

Optional:

- PC-Software für den Einsatz im Verbund mit einem PC
- Redundante Sicherheitsabschaltung
- Komplett vorinstallierte PC-Lösung nach Kundenwunsch
- Vor-Ort-Service nach Kundenwunsch